



GUANTE SUPREME DE VINILO SIN POLVO LUNA



0161

EN 420:2003+A1:2009

EN ISO 374-1:2016/A1:2018 / Tipo C



K

EN ISO 374-5:2016



VIRUS



- > Guante de vinilo translúcido
- > Marca: Luna
- > Interior: sin polvo
- > EPI Categoría III
- > Ambidiestro
- > Desechable
- > Disponible en tallas XS, S, M, L y XL
- > XL Acabado: liso
- > Terminación puño: enrollado
- > Longitud: 240 mm (aprox.)
- > Espesor: 0,08 ± 0,02 mm
- > AQL 1,5
- > Libre de látex
- > Gran suavidad y flexibilidad
- > Pesos (±0,3g): Talla XS: 3,5g / S: 4,0g / M: 4,5g / L: 5,0g / XL: 5,5g

USOS Y APLICACIONES



Limpieza



Industria



Alimentación
y Hostelería



Automoción



Sector
sanitario



NORMATIVA

Reglamento (UE) 2016/425, relativo a los equipos de protección individual.

- ✓ EPI Categoría III
- ✓ EN 420:2003+A1:2009, guantes de protección, requisitos generales.
- ✓ EN ISO 374-1:2016/A1:2018 TIPO C, guantes de protección contra los productos químicos: K - Hidróxido sódico
- ✓ 40%. EN ISO 374-5:2016, protección contra microorganismos (virus, bacterias y hongos).

EN 455

- ✓ EN 455 Parte 1. Guantes médicos para un solo uso. Requisitos y ensayos para determinar la ausencia de agujeros.
- ✓ EN 455 Parte 2. Guantes médicos para un solo uso. Requisitos y ensayos para la determinación de las propiedades físicas.
- ✓ EN 455 Parte 3. Guantes médicos para un solo uso. Requisitos y ensayos para la evaluación biológica.

OTRAS

- ✓ UNE-EN ISO 10993-5:2011. Ensayo de Citotoxicidad.
- ✓ UNE-EN ISO 10993-10:2011. Ensayo para la determinación de la irritación dérmica.
- ✓ ASTM F1671/F1671M-13. Resistencia a la penetración por Bacteriófagos transportados por sangre, utilizando el bacteriófago Phi-X174.




RECOMENDACIONES

- ✓ Se recomienda que se revise y se compruebe el guante antes de su uso, y de forma periódica durante su utilización, para asegurarse de que no hay ningún daño presente, ya que puede afectar de forma importante a la protección esperada.
- ✓ Se recomienda su uso para alimentos acuosos, ácidos, lácteos y secos, siempre que no estén en contacto con aceites, grasas o similares.
- ✓ Sustituir de inmediato en caso de que se observe algún deterioro en el guante.
- ✓ Para su conservación y almacenaje, deben de estar alejados de fuentes de calor y de focos de luz. Guardar en lugar fresco y seco.
- ✓ Se recomienda guardar el envase para su posible consulta.



LOGÍSTICA




PALET

Contiene:
 . 96 Cajas
 . 960 Dispensadores

Ancho: 800 mm
 Largo: 1200 mm
 Alto: 1920 mm

FIL
 AS/PALET:8
 CAJAS/FILA:
 12



CAJA

Contiene:
 . 10 Dispensadores

Ancho: 230 mm
 Largo: 315 mm
 Alto: 210 mm



DISPENSADOR

Contiene:
 . 100 Guantes

Ancho: 110 mm
 Largo: 200 mm
 Alto: 60 mm

TALL	REFERENCIA	DISPENSADOR	CAJA EXTERIOR
A XS	GSPL500	8436023893299	8436023893305
S	GSPL577	8436023892476	8436023892513
M	GSPL588	8436023892483	8436023892520
L	GSPL599	8436023892490	8436023892537
XL	GSPL544	8436023892506	8436023892544

REV 12

GRUPO BAYCAL NORTE S.L

C/ Santa Catalina Nº 8-I-Bajo 39012 Santander - 679 203 328
www.epicentrosanidad.com