



## GUANTE SUPREME DE **VINILO CON POLVO LUNA**



0161

EN 420:2003+A1:2009

EN ISO 374-1:2016/A1:2018 / Tipo C



K

EN ISO 374-5:2016



VIRUS



- > Guante de vinilo translúcido
- > Marca: Luna
- > Interior: con polvo
- > EPI Categoría III
- > Ambidiestro
- > Desechable
- > Disponible en tallas XS, S, M, L y XL
- > XL Acabado: liso
- > Terminación puño: enrollado
- > Longitud: 240 mm (aprox.)
- > Espesor: 0,08 ± 0,02 mm
- > AQL 1,5
- > Libre de látex
- > Gran suavidad y flexibilidad
- > Pesos (±0,3g): Talla XS: 3,5g / S: 4,0g / M: 4,5g / L: 5,0g / XL: 5,5g

### USOS Y APLICACIONES



Limpieza



Industria



Alimentación  
y Hostelería



Automoción



Sector  
sanitario



## NORMATIVA

### Reglamento (UE) 2016/425, relativo a los equipos de protección individual

- ✓ EPI Categoría III
- ✓ EN 420:2003+A1:2009, guantes de protección, requisitos generales.
- ✓ EN ISO 374-1:2016/A1:2018 TIPO C, guantes de protección contra los productos químicos: K – Hidróxido sódico
- ✓ 40%. EN ISO 374-5:2016, protección contra microorganismos (virus, bacterias y hongos).

### EN 455

- ✓ EN 455 Parte 1. Guantes médicos para un solo uso. Requisitos y ensayos para determinar la ausencia de agujeros.
- ✓ EN 455 Parte 2. Guantes médicos para un solo uso. Requisitos y ensayos para la determinación de las propiedades físicas.
- ✓ EN 455 Parte 3. Guantes médicos para un solo uso. Requisitos y ensayos para la evaluación biológica.




## RECOMENDACIONES

- ✓ Se recomienda que se revise y se compruebe el guante antes de su uso, y de forma periódica durante su utilización, para asegurarse de que no hay ningún daño presente, ya que puede afectar de forma importante a la protección esperada.
- ✓ Se recomienda su uso para alimentos acuosos, ácidos, lácteos y secos, siempre que no estén en contacto con aceites, grasas o similares.
- ✓ Sustituir de inmediato en caso de que se observe algún deterioro en el guante.
- ✓ Para su conservación y almacenaje, deben de estar alejados de fuentes de calor y de focos de luz. Guardar en lugar fresco y seco.
- ✓ Se recomienda guardar el envase para su posible consulta.



## LOGÍSTICA



### PALET

**Contiene:**  
 . 96 Cajas  
 . 960 Dispensadores

Ancho: 600 mm  
 Largo: 1200 mm  
 Alto: 1920 mm


FIL  
 AS/PALET:8  
 CAJAS/FILA:  
 12



### CAJA

**Contiene:**  
 . 10 Dispensadores

Ancho: 230 mm  
 Largo: 315 mm  
 Alto: 210 mm



### DISPENSADOR

**Contiene:**  
 . 100 Guantes

Ancho: 110 mm  
 Largo: 200 mm  
 Alto: 60 mm

TALL	REFERENCIA	DISPENSADOR	CAJA
<b>A XS</b>	GL50	8436023893275	<b>EXTERIOR</b>
<b>S</b>	GL57	8436023892292	8436023893282
<b>M</b>	GL58	8436023892308	8436023892339
<b>L</b>	GL59	8436023892315	8436023892346
<b>XL</b>	GL54	8436023892322	8436023892353 8436023892360

REV 09

**GRUPO BAYCAL NORTE S.L.**

C/ Santa Catalina Nº 8-I-Bajo 39012 Santander-679 203 228  
 www.epicentrosanidad.com

