



GUANTE SUPREME DE LÁTEX CON POLVO LUNA



0161

EN ISO 21420:2020

EN ISO 374-1:2016/A1:2018 / Tipo C



K

EN ISO 374-5:2016



VIRUS



- > Guante de Látex en color crema
- > Marca: Luna
- > Interior: con polvo
- > EPI Categoría III
- > Ambidiestro
- > Desechable
- > Disponible en tallas XS, S, M, L y XL
- > XL Acabado: microtexturizado
- > Terminación puño: enrollado
- > Longitud: 240 mm (aprox.)
- > Espesor: 0,10 ± 0,02 mm
- > AQL 1,5
- > Gran suavidad y flexibilidad
- > Pesos (±0,3g): Talla XS: 4,1g / S: 4,6g / M: 5,1g / L: 5,6g / XL: 6,1g

USOS Y APLICACIONES



Limpieza



Industria



Alimentación
y Hostelería



Automoción



Sector
sanitario



NORMATIVA

Reglamento (UE) 2016/425, relativo a los equipos de protección individual.

- ✓ EPI Categoría III
- ✓ EN ISO 21420:2020, guantes de protección, requisitos generales.
- ✓ EN ISO 374-1:2016/A1:2018 TIPO C, guantes de protección contra los productos químicos: K – Hidróxido sódico
- ✓ 40%. EN ISO 374-5:2016, protección contra microorganismos (virus, bacterias y hongos).

EN 455

- ✓ EN 455 Parte 1. Guantes médicos para un solo uso. Requisitos y ensayos para determinar la ausencia de agujeros.
- ✓ EN 455 Parte 2. Guantes médicos para un solo uso. Requisitos y ensayos para la determinación de las propiedades físicas.
- ✓ EN 455 Parte 3. Guantes médicos para un solo uso. Requisitos y ensayos para la evaluación biológica.



RECOMENDACIONES

- ✓ Se recomienda que se revise y se compruebe el guante antes de su uso, y de forma periódica durante su utilización, para asegurarse de que no hay ningún daño presente, ya que puede afectar de forma importante a la protección esperada.
- ✓ Estos guantes al estar fabricados en látex natural pueden provocar algún tipo de sensibilización a este componente del guante y, por tanto, desarrollar reacciones irritantes y/o reacciones alérgicas de contacto.
- ✓ Sustituir de inmediato en caso de que se observe algún deterioro en el guante.
- ✓ Para su conservación y almacenaje, deben de estar alejados de fuentes de calor y de focos de luz. Guardar en lugar fresco y seco.
- ✓ Se recomienda guardar el envase para su posible consulta.



LOGÍSTICA



PALET

Contiene:
.96 Cajas
.960 Dispensadores

Ancho: 600 mm
Largo: 1200 mm
Alto: 1840 mm

FILAS/PALET:8
CAJAS/FILA: 12



CAJA

Contiene:
. 10 Dispensadores

Ancho: 230 mm
Largo: 315 mm
Alto: 210 mm



DISPENSADOR

Contiene:
. 100 Guantes

Ancho: 110 mm
Largo: 200 mm
Alto: 60 mm

TALL	REFERENCIA	DISPENSADOR	CAJA
A XS	GL5	8436023892988	EXTERIOR
S	GL6	8436023892995	8436023893022
M	GL7	8436023893008	8436023893039
L	GL8	8436023893015	8436023893046
XL	GL9	8436023893312	8436023893053
			8436023893329

REV 11

GRUPO BAYCAL NORTE S.L.

C/Santa Catalina Nº 8-I-Bajo 39012 Santander-679 203 228
www.epicentrosanidad.com